

Phospho-Epha2-Y594 Rabbit Pab For Wb And Elisa - P29317

품목 번호: CM0001610



소개

인간 EPHA2(Ephrin type-A receptor 2)의 인산화된 Y594에 특이적인 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료; 인간 및 쥐와 교차 반응. 수용체 티로신 키나제 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho -Epha2 -Y594 Rabbit pAb
비고/별칭	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho -Epha2 -Y594
종	인간
유전자 ID	1969
면역원	인간 EphA2 (NP_004422.2) Y594 주변의 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P29317
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백