


Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 Rabbit Pab - Q15303

품목 번호: CM0000596



소개

티로신 1284에서 ErbB4/HER4에 대한 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 사람, 마우스, 랫트 ErbB4를 검출. 발달 및 질병에서 수용체 티로신 키나제 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 Rabbit pAb
비고/별칭	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
종	인간
유전자 ID	2066
면역원	인간 ErbB4/HER4 (NP_005226.1)의 Y1284 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15303
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백