

Phospho-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

품목 번호: CM0001809



소개

ERK1 (T202/Y204) 및 ERK2 (T185/Y187)에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 조직에서 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증됨. 42/44kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Rabbit mAb
비고/별칭	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
종	인간
GeneID (Human)	5594/5595
GeneID	5595/5594
면역원	합성 펩타이드: 인간 ERK1 (P27361)의 T202 & Y204 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P27361/P28482
단백질 분자량	42kDa/44kDa
배송	아이스백