


인산화 Esra-S167 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa 용 - P03372

품목 번호: CM0001921



소개

에스트로겐 수용체 α (ER α /ESR1)의 Ser167 인산화 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 시료에 반응합니다. 에스트로겐 신호 전달, 암 생물학, 핵 수용체 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-ESR α -S167 토끼 pAb
비고/별칭	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; 인산화-ESR α -S167
종	인간
유전자ID (인간)	2099
유전자ID	2099
면역원	합성 펩티드 인간 에스트로겐 수용체 알파(ESR1)(NP_000116.2)의 S167 부위 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P03372
단백질 분자량	66kDa
배송 방법	아이스백