


인산화-Ezh2/Kmt6 (T311) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15910

품목 번호: CM0001206



소개

Thr311 부위에서 인산화된 EZH2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 후성유전학, 염색질 및 암 연구에 적합합니다. 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-EZH2/KMT6-T311 토끼 pAb
비고/별칭	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311
종	인간
GeneID (인간)	2146
GeneID	2146
면역원	합성 펩타이드 - 인간 EZH2/KMT6 (NP_001190176.1)의 T311 부위 주변에 인산화된 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	Q15910
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스팩