


Phospho-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

품목 번호: CM0001008



소개

Ezrin(T567), Radixin(T564), Moesin(T558)을 검출하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론 항체. 인간 및 쥐에서 WB 및 ELISA에 대해 검증됨. ERM 단백질 활성화 및 세포골격-막 상호작용 연구에 유용함. 예측 분자량 23-71 kDa.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558 Rabbit pAb
종	인간
GeneID (인간)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
면역원	인간 EZR/RDX/MSNEZR (NP_003370.2)의 T567 주변 합성 인산화 펩타이드
원료	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P15311/P35241/P26038
단백질 분자량	23-71 kDa
배송	아이스백