


Phospho-Ezrin-T567 Rabbit Pab For Wb - P15311

품목 번호: CM0001107



소개

트레오닌 567에서 인간 Ezrin을 표적으로 하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯(WB)으로 검증됨. 세포골격 역학, 세포 부착, 막-세포골격 상호작용 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-Ezrin-T567 Rabbit pAb
비고/별칭	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-T567
종	인간
GeneID (인간)	7430
GeneID	7430
면역원	합성 펩타이드: 인간 Ezrin의 T567 주변 잔기에 해당하는 포스포 특이적 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15311
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백