


인간 Ez Ezrin (T567) + Radixin (T564) + Moesin (T558) 토끼 단일클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P15311 / P35241 / P26038

품목 번호: CM0001332



소개

인간, 마우스, 랫트에서 인산화된 Ezrin (T567), Radixin (T564) 및 Moesin (T558)을 검출하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. ERM 단백질 활성화 및 세포골격 신호전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Ezrin-T567+Radixin-T564+Moesin-T558 Rabbit mAb
비고/별칭	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; Radixin; HEL70; IMD50; Moesin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
면역원	인간 Ezrin/Radixin/Moesin의 T567/T564/T558 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15311/P35241/P26038
단백질 분자량	23-71 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)