


인산화-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558 토끼 다클론 항체, Wb·elisa용 - P15311 / P35241 / P26038

품목 번호: CM0001006



소개

인간 시료의 WB 및 ELISA 검정에서 Ezrin(Thr567), Radixin(Thr564), Moesin(Thr558)을 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 세포골격-막 상호작용 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN24; HEL70; IMD50; Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558
종	인간
유전자ID (인간)	7430/5962/4478
면역원	인간 Ezrin/Radixin/Moesin의 T567 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드 (NP_003370.2)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15311/P35241/P26038
단백질 분자량	23-71 kDa
배송 방식	아이스백