


## Phospho-Ezrin-Y353 Rabbit Pab For Wb And Elisa - P15311

품목 번호: CM0001093



### 소개

인간 Ezrin의 Y353에서 인산화된 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체(SWISS P15311)로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 검증되었으며, 세포골격 및 세포 극성 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-Ezrin-Y353 Rabbit pAb                  |
| 비고/별칭       | CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-Y353 |
| 종           | 인간                                             |
| GeneID (인간) | 7430                                           |
| GeneID      | 7430                                           |
| 면역원         | 인간 Ezrin (NP_003370.2)의 Y353 주변 합성 인산화 펩타이드.   |
| 원천          | 토끼                                             |
| 범주          | 인산화 항체                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간                                             |
| SWISS       | P15311                                         |
| 단백질 무게      | 69kDa                                          |
| 배송          | 아이스백                                           |