


Wb, Elisa용 Phospho-Fadd-S194 Rabbit Pab - Q13158

품목 번호: CM0000516



소개

S194에서 인산화된 인간 FADD를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자멸 및 선천성 면역 연구 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-FADD-S194 Rabbit pAb
비고/별칭	GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8772
GeneID	8772
면역원	합성 펩타이드 인간 FADD (NP_003815.1)의 S194 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q13158
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)