


Phospho-Fak-Y397 Rabbit Mab For Wb And Elisa - Q05397

품목 번호: CM0000863



소개

FAK의 Y397에서 인산화된 부위에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, 인간 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 인테그린 신호 전달, 세포 이동, 초점 접착 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-FAK-Y397 Rabbit mAb
비고/별칭	FAK; FADK; FAKI; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
종	인간
유전자 ID	5747
면역원	인간 FAK (NP_722560.1)의 Y397 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q05397
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스백