


Wb, Elisa용 Phospho-Fak-Y397 토끼 다 폴리클로날 항체 - Q05397

품목 번호: CM0001945



소개

Tyr397에서 인산화된 FAK를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인테그린 신호 전달 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FAK-Y397 Rabbit pAb
비고/별칭	FAK; FADK; FAKI; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5747
GeneID	5747
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q05397
단백질 분자량(Protein Weight)	119kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)