


## Phospho-Fak-Y576/577 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05397

품목 번호: CM0001959



### 소개

인체 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용을 위한 FAK(Tyr576/577에서 인산화됨)을 표적하는 포스포-특이적 토끼 폴리클로날 항체. 인테그린 신호 전달, 세포 이동 및 부착 연구에 유용합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-FAK-Y576/577 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭       | FAK; FADK; FAKI; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577 |
| 종           | 인간                                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 5747                                                                            |
| 유전자 ID      | 5747                                                                            |
| 면역원         | 합성 펩타이드; 인간 PTK2 (NP_722560.1)의 Y576 & Y577 주변 합성 인산화 펩타이드                      |
| 원천          | 토끼                                                                              |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                                          |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                                       |
| 교차 반응성      | 인간                                                                              |
| SWISS       | Q05397                                                                          |
| 단백질 분자량     | 119kDa                                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                                            |