

인-포스포-Fgfr3-Y724 토끼 다클론 항체 - P22607

품목 번호: CM0001115



소개

인산화된 FGFR3(Tyr724)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 WB와 ELISA로 유효성이 검증되었습니다. 골격 발달 및 암에서 FGFR3 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-포스포-FGFR3-Y724 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; 인-포스포-FGFR3-Y724
종	인간
유전자ID (인간)	2261
유전자ID	2261
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P22607
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩