

Wb, Elisa용 Phospho-Filamin A-S2152 토끼 Pab - P21333

품목 번호: CM0001772



소개

사람, 쥐, 랫트 Filamin A (281kDa)에 대해 WB 및 ELISA로 검증된 Phospho-Filamin A-S2152 토끼 다클로날 항체입니다. 액틴 세포골격, 신호 전달 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Filamin A-S2152 Rabbit pAb
비고/별칭	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2316
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21333
단백질 분자량	281kDa
배송	아이스백