

Phospho-Foxo1-S319 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

품목 번호: CM0000813



소개

인간 FOXO1 (Gene ID: 2308)의 Ser319 인산화를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FOXO1-S319 Rabbit pAb
비고/별칭	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
종	인간
GeneID (인간)	2308
GeneID	2308
면역원	합성 펩타이드: 인간 FOXO1 (NP_002006.2)의 S319 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12778
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백