

Phospho-Foxo3A-S253 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43524

품목 번호: CM0000803



소개

FOXO3A(phospho-Ser253)에 대한 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료하였습니다. 인간, 마우스, 쥐(rat) 시료를 검출하며, 세포 사멸, 자가포식 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FOXO3A-S253 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S253
종	인간
GeneID (인간)	2309
GeneID	2309
면역원	인간 FOXO3A의 S253 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	O43524
단백질 무게	71kDa
배송	아이스팩