

인산화-Foxo3A-S425 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43524

품목 번호: CM0001987



소개

Ser425에서 FOXO3A 인산화를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. 세포사멸 및 자가포식 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb
비고/별칭	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHLIP2; Phospho-FOXO3A-S425
종	인간
GeneID (인간)	2309
GeneID	2309
면역원	합성 펩타이드 인간 FOXO3A (NP_001446.1)의 S425 주변에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43524
단백질 분자량	71kDa
배송 방법	아이스백