


Phospho-Gab1 (Tyr659) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13480

품목 번호: CM0001009



소개

티로신 659에서 인산화된 GAB1을 검출하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간 및 마우스와 반응함. EGFR, INSR, MET/HGF 관련 신호전달 경로 연구에 이상적. 분자량 약 77 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-GAB1-Y659 Rabbit pAb
비고/별칭	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
종	인간
유전자 ID (인간)	2549
유전자 ID	2549
이뮤노겐	합성 펩타이드 인간 GAB1 (NP_002030.2)의 Y659 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13480
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백