

Phospho-GluR1/Gria1 (S836) 토끼 다클로날 항체 (Wb용) - P42261

품목 번호: CM0001100



소개

세린 836(Serine 836)의 GluR1/GRIA1을 타겟으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 AMPA 수용체 서브유닛의 웨스턴 블롯(Western blot) 검출을 위해 설계되었습니다. 신경과학 및 시냅스 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-GluR1/GRIA1-S836 Rabbit pAb
비고/별칭	GLUH1; GLUR1; GLUR2; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2890
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 GluR1/GRIA1의 S836 주변 잔기에 상응하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42261
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)