


Wb용 인산화-GluR2/Gria2-S880 토끼 다클로날 항체 - P42262

품목 번호: CM0001796



소개

GluR2/GRIA2의 Ser880 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB에 적합합니다. AMPA 수용체 신호 전달 및 시냅스 가소성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 Rabbit pAb
비고/별칭	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2891
GeneID	2891
면역원(Immunogen)	사람 GluR2/GRIA2의 S880 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42262
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스팩