


Wb, Elisa용 Phospho-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Rabbit Mab - P49840/P49841

품목 번호: CM0001729



소개

GSK3 α (S21) 및 GSK3 β (S9)에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와의 교차 반응성이 확인되어 WB, ELISA용으로 검증되었습니다. Wnt 신호 전달, 인슐린 저항성 및 알츠하이머 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9 Rabbit mAb
비고/별칭	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
종	사람(Human)
GeneID (사람)	2931/2932
GeneID	2931/2932
면역원	합성 펩타이드, 사람 GSK3 α /GSK3 β (NP_063937.2/NP_002084.2)의 S21&S9 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P49840/P49841
단백질 분자량	51kDa/46kDa
배송	아이스 백(Ice bag)