


Phospho-Gsk3B-S9 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P49841

품목 번호: CM0001592



소개

Phospho-GSK3 β -S9 Rabbit mAb (P49841)는 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. Ser9에서 인산화된 인간 GSK3 β 를 검출합니다. Wnt 신호 전달, 인슐린 저항성 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GSK3 β -S9 Rabbit mAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
종	인간
GeneID (인간)	2932
GeneID	2932
면역원	합성 펩타이드: 인간 GSK3 베타 (P49841)의 S9 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49841
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스백