


Phospho-Gsk3B-S9 Rabbit Pab - P49841

품목 번호: CM0000590



소개

인간 GSK3β의 인산화 Ser9를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. Wnt 신호 전달 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GSK3β-S9 Rabbit pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2932
유전자 ID	2932
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백