


Wb, Elisa용 인지질-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 토끼 단클론 항체 - P49840/P49841

품목 번호: CM0001346



소개

Y216에서 인산화된 GSK3β와 Y279에서 인산화된 GSK3α를 검출하는 인지질 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 포도당 대사, Wnt 신호전달 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인지질-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 토끼 mAb
비고/별칭	GSK3B; GSK 3 베타; GSK3A; GSK 3 알파; 인지질-GSK3α-S21+GSK3β-S9
종	인간
유전자ID (인간)	2931/2932
유전자ID	2931/2932
면역원	합성 펩타이드 인간 GSK3β/GSK3α (NP_063937.2)의 Y216&Y279 부위의 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P49840/P49841
단백질 분자량	51kDa/46kDa
배송	아이스백