


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Rabbit Pab - P49840 / P49841

품목 번호: CM0001003



소개

GSK3 β -Y216 및 GSK3 α -Y279를 인식하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인슐린 신호전달, Wnt 경로 및 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Rabbit pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
종	인간
유전자 ID	2931 / 2932
면역원	인간 GSK3 β /GSK3 α 의 Y216/Y279 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P49840 / P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백