


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P49841

품목 번호: CM0001216



소개

GSK3β (pTyr216) 및 GSK3α (pTyr279)를 타겟으로 하는 인산화 특이 항체입니다. 사람(Human) 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. Wnt 신호 전달, 포도당 대사 및 알츠하이머병 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 Rabbit pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2931/2932
유전자 ID	2931/2932
면역원	사람 GSK3β (NP_001139628)의 Y216 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P49841
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)