


Wb 및 Elisa용 Phospho-Hdac4-S632 토끼 단일클론 항체 - P56524

품목 번호: CM0001615



소개

Phospho-HDAC4-S632 토끼 mAb은 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 용도로 설계된 인산화 특이적 항체입니다. 이 항체는 세린 632에서 인산화된 인간 HDAC4를 검출하며, 후성유전학 및 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HDAC4-S632 토끼 mAb
비고/별칭	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
종(Species)	인간(Human)
GeneID	9759
면역원(Immunogen)	인간 Phospho-HDAC4-S632 (NP_006028.2)의 S632 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P56524
단백질 분자량	119kDa
배송(Shipping)	아이스백