


Phospho-Hdac4-S632 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P56524

품목 번호: CM0000786



소개

Phospho-HDAC4-S632 Rabbit Polyclonal Antibody는 세린 632에서 인산화된 HDAC4의 내인성 수준을 검출합니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 대한 웨스턴 블랏(Western blot)으로 검증되었습니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit pAb
비고/별칭	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9759
GeneID	9759
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P56524
단백질 크기	119kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)