

Phospho-Hdac5-S498 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Uql6

품목 번호: CM0001466



소개

인산화된 HDAC5 (S498)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 Western blot 및 ELISA 응용에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 HDAC5와 반응합니다. 후생유전학적 조절, 염색질 재구성 및 전사 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HDAC5-S498 Rabbit pAb
비고/별칭	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
종	인간
유전자 ID (인간)	10014
유전자 ID	10014
면역원	인간 HDAC5 (NP_005465.2)의 S498 주변 합성 인산화 펩타이드
원료	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQL6
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백