


Phospho-Hdac8-S39 Rabbit Pab - Q9By41

품목 번호: CM0000900



소개

HDAC8의 Ser39를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플에 대한 IF/ICC로 검증되었으며; 크로마틴 리모델링 및 전사 억제에 관여하는 히스톤 탈아세틸화효소 8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HDAC8-S39 Rabbit pAb
비고/별칭	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDAC11; Phospho-HDAC8-S39
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55869
유전자 ID	55869
면역원	합성 펩타이드; 인간 HDAC8의 S39 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	IF/ICC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9BY41
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)