


Wb 및 Elisa용 Phospho-Her2/ErbB2-Y1139 Rabbit Mab - P04626

품목 번호: CM0001343



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-HER2/ErbB2-Y1139 Rabbit Monoclonal Antibody는 인간 HER2의 티로신 1139 인산화를 특이적으로 검출합니다. 암 연구에서 HER2 신호 전달 경로를 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HER2/ErbB2-Y1139 Rabbit mAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2064
GeneID	2064
면역원(Immunogen)	Synthetic Peptide 인간 ErbB2 (P04626)의 Y1139 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P04626
단백질 분자량(Protein Weight)	138kDa
배송(Shipping)	Ice bag