


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Phospho-Histone H2Ax-S139 토끼 단일클론항체 - P16104

품목 번호: CM0000817



소개

히스톤 H2AX(H2A.X)의 Ser139 인산화 부위를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체입니다. WB, IP, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료하였으며, 인간, 마우스, 쥐(rat)와 교차 반응성을 보입니다. DNA 손상 및 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H2AX-S139 토끼 단일클론항체
비고/별칭	H2A.X; H2A/X; H2AFX
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	3014
유전자 ID	3014
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H2AX의 S139 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_002096.1).
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P16104
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스팩