


Phospho-Histone H2Ax-S139 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

품목 번호: CM0000512



소개

Phospho-Histone H2AX-S139 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 래트 타겟을 검출합니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA를 통한 DNA 손상, 복구 및 세포 주기 연구를 위해 설계되었습니다. 연구용 등급 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Histone H2AX-S139 Rabbit pAb
비고/별칭	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histone H2AX-S139
종	인간
GeneID (Human)	H2A
GeneID	3014
면역원	합성 펩타이드: 인간 Histone H2AX (NP_002096.1)의 S139 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16104
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스백