


인산화 히스톤 H3-S10 토끼 단클론항체, Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa용 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0000771



소개

WB, IHC-P, IP, DB, ELISA에서 검증된 고품질성 인산화 히스톤 H3 (Ser10) 토끼 단클론항체입니다. 사람, 마우스, 래트 히스톤 H3와 반응하며 후성유전학 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 히스톤 H3-S10 토끼 단클론항체(mAb)
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
종	사람
GeneID (사람)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩