


포스포-히스톤 H3-S10/T11 토끼 다클론 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001434



소개

Ser10과 Thr11에서 인산화된 히스톤 H3를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 광범위한 종에서 반응이 예측됩니다. 크로마틴 역학 및 세포주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-히스톤 H3-S10/T11 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 포스포-히스톤 H3-S10/T11
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 S10 및 T11 주변의 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩