


Phospho-Histone H3 (Ser28) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001437



소개

Ser28에서 인산화된 Histone H3를 표적으로 하는 Phospho-specific rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 H3를 검출하며 넓은 교차반응성이 예측됩니다. 염색질, 세포 주기 및 후생유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H3-S28 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
종	인간
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 Histone H3 (NP_003520.1)의 S28 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백