


Phospho-Histone H3-T11 Rabbit Pab - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001030



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Phospho-Histone H3-T11 Rabbit pAb (Q16695/P68431). 인간, 마우스, 쥐에 대한 높은 특이성 및 광범위한 반응성 예측. 고환 및 기타 세포에서 인산화된 히스톤 H3(Thr11) 검출을 위해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H3-T11 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T11
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드[인간 HIST1H3B (NP_003520.1)의 T11 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat, Other (광범위한 반응성 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)