


Wb, Elisa용 인산화 히스톤 H3-T3 토끼 다클로날 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0000899



소개

Thr-3이 인산화된 히스톤 H3를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트의 H3를 검출하고 광범위한 교차 반응성이 예상됩니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Histone H3-T3 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 사람 HIST1H3A (NP_003520.1)의 T3 부근을 둘러싼 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat), 기타 (광범위 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백