


Phospho-Histone H3-T32 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0000649



소개

Phospho-Histone H3-T32 Rabbit pAb (AP0897)는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 히스톤 H3의 인산화된 Thr32를 표적합니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H3-T32 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T32
종	인간
GeneID (Human)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	15kDa
배송	아이스백