


Phospho-Histone H4-S1 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P62805

품목 번호: CM0001131



소개

Phospho-Histone H4-S1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종을 인식합니다. 염색질 및 히스톤 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Histone H4-S1 Rabbit pAb
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histone H4-S1
종	인간
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드 인간 Histone H4 (NP_003529.1)의 S1 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩