


인산화-Hsf1-S326 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa 적합 - Q00613

품목 번호: CM0001873



소개

세린 326에서 인산화된 인간 HSF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 열충격 반응, 전사 조절 및 스트레스 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 57 kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-HSF1-S326 토끼 pAb
비고/별칭	HSTF1; 인산화-HSF1-S326
종	인간
유전자ID	3297
면역원	인간 HSF1 (NP_005517.1)의 S326 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00613
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩