


Phospho-Hsp27/Hspb1-S15 토끼 단일클론 항체 - P04792

품목 번호: CM0001014



소개

HSP27/HSPB1의 Ser15 부위를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 검증을 완료했습니다. 인간 샘플에 적합하며 23 kDa 단백질을 검출합니다. 스트레스 반응 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
종	인간
GeneID (인간)	3315
GeneID	3315
면역원	합성 펩타이드: 인간 HSP27/HSPB1의 S15 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04792
단백질 무게	23kDa
배송	아이스팩