


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Rabbit Pab - P04792

품목 번호: CM0000434



소개

Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Rabbit pAb는 내인성 인산화-HSP27(Ser82)을 검출합니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트레스 반응, 샤페론 활성화 및 신경 퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3315
GeneID	3315
면역원(Immunogen)	사람 HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)의 S82 부근을 포함하는 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P04792
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)