

Wb 및 Elisa용 Phospho-Igf1R-Y1161 토끼 다클로날 항체 - P08069

품목 번호: CM0000943



소개

WB 및 ELISA용 Phospho-IGF1R-Y1161 토끼 다클로날 항체. 반응성: 인간, 마우스, 랫트. 세포 성장 및 종양 형전을 조절하는 티로신 키나제 수용체인 IGF1R의 인산화된 Y1161을 타겟으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-IGF1R-Y1161 Rabbit pAb
비고/별칭	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
종(Species)	Human
GeneID (인간)	3480
GeneID	3480
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 IGF1R (NP_000866.1)의 Y1161 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08069
단백질 크기	155kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)