

Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 Rabbit Polyclonal Antibody - P08069 / P06213

품목 번호: CM0000541



소개

IGF1R (Y1165/Y1166) 및 INSR (Y1189/Y1190)의 활성화된 형태를 인식하는 인산화 특이적 토끼 다클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성이 있으며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 성장 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 Rabbit pAb
비고/별칭	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
종	사람 (Human)
유전자 ID	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
면역원	사람 IGF1R (NP_000866.1)의 Y1165 및 Y1166 주변의 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	P08069, P06213
단백질 분자량	154kDa/155kDa/156kDa
배송	아이스백