

인 IκBa-S36 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P25963

품목 번호: CM0001520



소개

IκBa (Ser36)에 대한 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. NF-κB 신호 전달 경로 연구 및 진단 분석 개발에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 IκBa-S36 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; 인산화-IκBa-S36
종	사람
유전자 ID (사람)	4792
유전자 ID	4792
면역원	합성 펩타이드: 사람 IκBa (P25963)의 S36 부근 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P25963
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백