

Phospho-Ikba-Y42 Rabbit Pab For Wb - P25963

품목 번호: CM0001033



소개

Phospho-IkBa-Y42 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯을 통해 티로신 42에서 인산화된 인간 NF-kappa-B 억제제 알파를 특이적으로 검출합니다. NF-kB 신호 전달, 면역 반응 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-IkBa-Y42 Rabbit pAb
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-Y42
종	인간
GeneID (Human)	4792
GeneID	4792
면역원	인간 IkBa의 Y42 주변 잔기에 해당하는 합성 인산화 펩타이드
원료	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P25963
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백