


인산화-Ikky (S376) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Y6K9

품목 번호: CM0001683



소개

Ser376 위치에서 인산화된 IKK γ 를 표적으로 하는 인산 특이적 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA로 검증되었습니다. NF-kB 신호 전달 및 면역 반응 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	인산화-IKK γ -S376 토끼 pAb
비고/별칭	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Phospho-IKK γ -S376
종	사람
유전자 ID (사람)	8517
유전자 ID	8517
면역원	합성 펩타이드: 사람 IKK γ (NP_003630.1)의 S376 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6K9
단백질 분자량	48 kDa/56 kDa/37 kDa
배송 방법	아이스 팩